

**A** **DIAGNOSTIK**  
DIAGNOSTICS  
DIAGNOSTIC **A.01 – A.12**

**B** **KONSERVIERENDE BEHANDLUNG**  
RESTORATIVE  
SOINS CONSERVATEURS **B.01 – B.16**

**C** **NICHTCHIRURGISCHE PA-THERAPIE**  
PERIODONTAL  
PARODONTOLOGIE **C.01 – C.22**

**D** **ENDODONTIE**  
ENDODONTIC  
ENDODONTIE **D.01 – D.10**

**E** **EXTRAKTION**  
EXTRACTION  
EXTRACTION **E.01 – E.74**

**F** **PARODONTAL CHIRURGIE**  
PERIODONTAL SURGERY  
CHIRURGIE PARODONTAIRE **F.01 – F.18**

**G** **HART- UND WEICHGEWEBSCHIRURGIE**  
HARD AND SOFT TISSUE SURGERY  
CHIRURGIE DES TISSUS MOUS ET DES TISSUS DURS **G.01 – G.126**

**H** **PROTHETIK & ORTHODONTIE**  
PROSTHODONTICS & ORTHODONTICS  
PROTHÈSE & ORTHODONTIE **H.01 – H.22**

**I** **PRAXIS ORGANISATION | GPM**  
PRACTICE ORGANIZATION | GPM  
ORGANISATION DU CABINET | GPM **I.01 – I.24**

**X** **INHALTSVERZEICHNIS**  
INDEX  
INDEX **01 – 22**

**F** PARODONTAL CHIRURGIE  
PERIODONTAL SURGERY  
CHIRURGIE PARODONTAIRE

 **deve**  
**med.**  
PARTNER  
FOR DENTAL  
INSTRUMENTS



## Zahntaschen-Markierpinzetten

Periodontal pocket marking tweezers

Pinces à marquer les poches

### PA 15

# L Crane-Kaplan 150 mm

1-2-3-5-7-8-9

links, graduiert, nicht kalibriert  
left, graduated, non-calibrated  
gauche, gradué, non calibré



### PA 16

# R Crane-Kaplan 150 mm

1-2-3-5-7-8-9

rechts, graduiert, nicht kalibriert  
right, graduated, non-calibrated  
droit, gradué, non calibré



## Gingivektomiemesser

Gingivectomy knives

Couteaux à gingivectomie

**F-line** SL



Für den initialen Schnitt bei der Gingivektomie oder gingivoplastischen Behandlungen, besonders für den retromolaren Bereich geeignet.



For the initial incisions in gingivectomy and gingivoplastic treatments and especially suitable in retro-molar region.



Pour l'incision initiale au cours d'une gingivectomie ou d'une greffe gingivale, particulièrement recommandé pour la zone rétro-molaire.

### KL 15-16 F

**F-line**

# 15K-16K Kirkland 171 mm



Auch zum Ausschneiden von interdentalem Zahnfleisch geeignet. Arbeitsbereich: Molaren


Also useful for excising interproximal tissue. Working area: Molars

Recommandé aussi pour couper les gencives interdentaires. Zone de travail: molaires

### OR 1-2 F

**F-line**

# 1-2 Orban 171 mm



## Parodontalfeilen

Periodontal files  
Limes parodontales


**F-line** SL

### SU 1-2 F

# 1S-2S Sugerman 171 mm

Mesial | distal  
Mesial | distal  
Mésial | distale

Zur Entfernung von Granulationsgewebe  
For removal of granomatous tissue  
Pour enlever le tissu de granulation



### SU 3-4 F

# 3S-4S Sugerman 171 mm

Buccal | lingual  
Bucal | oral  
Buccal | oral

Zur Entfernung von Granulationsgewebe in horizontalen und vertikalen Taschen  
For removal of granulation tissue in horizontal and vertical pockets  
Pour enlever le tissu de granulation dans les poches supra-alvéolaires et intra-alvéolaires




### SL 9-10 F

# 9-10 Schluger 171 mm

gebogen  
curved  
courbe

Zur Entfernung von Granulationsgewebe  
For removal of granulation tissue  
Pour enlever le tissu de granulation



### HF 3-7 F

# 3-7 Hirschfeld 171 mm

Buccal | lingual  
Bucal | oral  
Buccal | oral

Zum Entfernen harten Zahnsteins  
Used to remove heavy calculus deposits  
Pour enlever le tartre dentaire résistant




### HF 5-11 F

# 5-11 Hirschfeld 171 mm

Mesial | distal  
Mesial | distal  
Mésial | distale


Zum Entfernen harten Zahnsteins  
Used to remove heavy calculus deposits  
Pour enlever le tartre dentaire résistant



### HF 9-10 F

# 9-10 Hirschfeld 171 mm

Anterior  
Anterior  
Antérieur



## Chirurgische Kürette

Periodontal surgical curette  
Curette chirurgicales

**F-line SL**



Kürette zur Entfernung von harten subgingivalen Ablagerungen und Granulationsgewebe




Curette for removal of hard subgingival deposits and granulation tissue



Curette pour enlever les dépôts sous gingivaux résistants et le tissu de granulation

**PR 1-2 F** **F-line**  
# PR1-2 Prichard 171 mm



## Parodontal-Meißel

Periodontal chisels  
Ciseaux parodontaux

**F-line RS**

Zum Entfernen und Konturieren von Knochen  
For removing and reshaping bone  
pour enlever et contourner l'os

**903-10 F** **F-line**  
# 1 Ochsenbein 171 mm  
aufwärts gebogen  
curved upwards  
concavité intérieure



Zum Entfernen und Konturieren von Knochen  
For removing and reshaping bone  
pour enlever et contourner l'os

**903-20 F** **F-line**  
# 2 Ochsenbein 171 mm  
abwärts gebogen  
curved downwards  
concavité extérieure




**F-line SL**

**903-30 F** **F-line**  
# 2 Ochsenbein 171 mm



**903-40 F** **F-line**  
# 4 Ochsenbein 171 mm





## Parodontal-Meißel

Periodontal chisels  
Ciseaux parodontaux

**F-line** SL



Der Meißel empfiehlt sich zum atraumatischen Abtragen von anliegendem Knochenmaterial und ist besonders geeignet für die hinteren distalen Molaren. (ziehende Anwendung)



The chisel is recommended for atraumatic removal of bone material attached to the tooth and is particularly suited for the use at the rear distal molars. (pulling use)



Le ciseau à os est recommandé à enlever de manière atraumatique le matériel osseux dans les zones distales des molaires Utilisation tirante.

**RH 36-37 F**

**F-line**

# 36/37 Rhodes  
Back Action

171 mm




**KL 13K-13KL F**

**F-line**

# 13K/13KL Kirkland

171 mm




**KL 13K-TG F**

**F-line**

# 13K/TG Kirkland

171 mm



## Parodontal-Raspatorium

Periodontal periosteal elevator  
Rugines-raspatorie parodontale

Durch die Aussparung / Öffnung im Arbeitsteil hat man ein erweitertes Sichtfeld. Für offene und geschlossene Kürettagen, ziehende Anwendung.


Extended field of view through the opening in the working part. For open and closed curettage, pulling use.

Champ de vision supérieur grâce au trou. Pour curetage ouvert ou fermé. Utilisation tirante.

**889-27 F**

**F-line**

171 mm



**NEW**

## IMPLANT MAINTENANCE SET

IMPLANT MAINTENANCE SET  
IMPLANT MAINTENANCE SET



### Implant Maintenance | Implantat-Prophylaxe

Wissenschaftliche Studien belegen, dass eine Reinigung der Titanabutments mit Titaninstrumenten keinerlei Veränderungen auf den Oberflächen hervorruft. Aus diesem Grund wurden unsere Implantat-Prophylaxe Instrumente aus reinem, weichen Titan hergestellt. Die Figur der Arbeitsenden entsprechen den herkömmlichen Küretten.




### Implant Maintenance | Implant-Prophylaxe

Scientific studies have shown that cleaning titanium abutments with titanium instruments causes no change whatsoever to the surfaces. Therefore our implant prophylaxis instruments are manufactured with pure, soft titanium. The workpiece ends correspond with our conventional curettes.



### Implant Maintenance | Prophylaxie pré-implantaire

Des études scientifiques ont montrées qu'un nettoyage régulier des piliers implantaire en titane avec des instruments titanes n'endommage pas la surface. Nos instruments pour la prophylaxie pré-implantaire sont fabriqués en titane mou. Les parties travaillantes correspondent aux modèles des curettes courantes.



**Set: 10100-90**

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10100-90 Item no. of the set: 10100-90 Set complet réf.: 10100-90
<b>2525-40 FT</b>	TITAN-Parodontometer # CP15 „North Carolina“ Titanium periodontometer # CP15 „North Carolina“ Sondes parodontales en titane # CP15 „North Carolina“	154 mm, graduiert 154 mm, graduated 154 mm, gradué
<b>2385-00 F</b>	Mundspiegelgriff   M 2,5 Mouth mirror handle   M 2,5 Manche à miroir   M 2,5	130 mm
<b>LAM 01-02 FT</b>	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 1-2 TITAN Curette „Langer Standard“ # 1-2 TITAN Curette „Langer Standard“ # 1-2	171 mm
<b>LAM 03-04 FT</b>	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 3-4 TITAN Curette „Langer Standard“ # 3-4 TITAN Curette „Langer Standard“ # 3-4	171 mm
<b>LAM 05-06 FT</b>	TITAN Kürette „Langer Standard“ # 5-6 TITAN Curette „Langer Standard“ # 5-6 TITAN Curette „Langer Standard“ # 5-6	171 mm
<b>998-20</b>	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	155 mm
<b>9200-50</b>	GPM Wash Tray (180,0 x 87,0 x 35,0 mm)	7 Instrumente   2 Brücken, ohne Haltegriff 7 instruments   2 bridges, without handle 7 instruments   2 pont, sans poignée

## Titan-Küretten

Titanium cures  
Curettes en titane

**F-line** SL



Zum Reinigen von Implantaten sowie zum Entfernen von Zahnstein und Plaque ohne die Titanimplantate zu beschädigen.



For the cleaning of implants, as well as the removal of calculus and plaque, without damaging the titanium abutments.



Pour l'entretien des implants ainsi que pour éliminer le tartre et la plaque sans endommager les implants en titane.

**LAM 01-02 FT**



Langer Standard # 1-2 171 mm



**LAM 03-04 FT**



Langer Standard # 3-4 171 mm



**LAM 05-06 FT**



Langer Standard # 5-6 171 mm



## Titan Parodontometer

Titanium periodontometer  
Sondes parodontales en titane

**F-line** SL


**2525-40 FT**




# CP15 „North Carolina“ 154 mm

1-2-3...13-14-15

graduirt, nicht kalibriert  
graduated, non-calibrated  
gradu , non calibr 







## Tunneltechnik

Tunnel technique  
 Technique en tunnel



Die Tunneltechnik ist eine Herangehensweise, die die Ästhetik und ihre Vorhersagbarkeit verbessert, da sie das Lösen der kritischen Papillen vermeidet und eine hohe Vaskularisierung des Bindegewebsstransplantates beibehält.



Lateral tunnel procedures are an approach which improves the aesthetics and their predictability, as they avoid loosening critical papillae and maintain high vascularization of the connective tissue graft.



La technique en tunnel est une méthode qui améliore l'esthétique, le détachement des papilles est évité et le haut niveau de vascularisation reste garanti.

### Anwendungsbeispiel:

Example for use:

Exemple d'utilisation:



## Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique  
Instruments pour technique en tunnel

**F-line** SL



Angefangen vom Zahnfleischrand wird die befestigte Schleimhaut supraparietal mit dem leicht gebogenen Arbeitsende chirurgisch gelöst. Das leicht gerundete Ende des Arbeitsteils soll ein Durchstechen des Mukosalappens verhindern. Die chirurgische Entfernung wird im Bereich der mobilen Mukosa mit dem geraden, spitz zulaufenden Arbeitsteil, minimalinvasiv weiter geführt.



Starting at the Gingival mucosa, the attached mucous membrane can be surgically detached supra-periosteal with the slightly curved end of workpiece. The rounded tip prevents perforation of the mucosal flap. In the mobile mucosa area, the minimal invasive surgical removal can be continued with the straight, pointed end of workpiece.



L'extrémité légèrement recourbée de cet instrument permet de décoller de la gencive sus-périostée à partir du bord gingival. La partie arrondie empêche une perforation du lambeau muqueux. Ensuite une dissection peu invasive au niveau de la muqueuse mobile se fait grâce à l'extrémité droite est pointue.

### PPS 1000 F

F-line

PPS # 1

171 mm

PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator

PPS | Rugines-décolleur

2,0 mm



2,0 mm

Dieses Instrument ist eine Alternative zu dem PPS 1000 F und wird für die selbe Anwendung eingesetzt. Das geradlinige, abgerundete Arbeitsteil steht für eine konservativere Arbeitstechnik.

This instrument is an alternative to the PPS 1000 F and is used for the same application. The lineal, rounded work piece favours a more conservative working method.

Cet instrument est une alternative du PPS 1000 F et s'emploie dans le même domaine. Uniquement la partie droite, arrondie, est pour une technique plus conservative.

### PPS 1100 F

F-line

Allen # 2


171 mm

PPS | Raspatorium

PPS | Periosteal elevator

PPS | Rugines-décolleur

2,0 mm



2,0 mm

Ein spezieller Winkel und eine Pfeilspitzform an den Arbeitsenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces.

L'angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellisation des papilles en douceur est possible grâce à l'extrémité très plate.

### PPS 1200 F

F-line

PPS # 1

171 mm

PPS | Gingivektomiemesser

PPS | Gingivectomy knife

PPS | Couteaux à gingivectomie

2,0 mm



2,0 mm

## Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique  
Instruments pour technique en tunnel

**F-line** SL



Im Wesentlichen unterscheidet sich dieses Instrument vom PPS 1200 F durch die Krümmung der Arbeitsteile. Bei einem Brückenlappen kann mit diesem Instrument eine Tunnelpräparation von apikal nach koronal über einen Zugang in der Umschlagsfalte optimal vorgenommen werden.



In comparison to PPS 1200 F this instrument differs considerably in the curvature of its workpieces. With a bridge flap, this instrument can be optimally used to prepare tunnels from apical to coronal through an entry in the periodontal membrane.




Cet instrument se différencie essentiellement du PPS 1200 F par la courbure des extrémités. Il permet d'effectuer une préparation tunnel dans le sens apical et coronal via un accès dans la pliure.

### PPS 1400 F **F-line**

PPS # 2 171 mm

PPS | Gingivektomiemesser  
PPS | Gingivectomy knife  
PPS | Couteaux à gingivectomie



Der Mukosalappen Präparator eignet sich speziell im Bereich der Seitenzähne. Durch die Abwinkelung der leicht gebogenen Arbeitsteile wird der Zugang und die atraumatische Mukosalappenpräparation ermöglicht.

The mucosal flap preparer is particularly suitable for the posterior tooth area. Access and atraumatic mucosal flap preparation is possible due to the slightly curved workpieces.

Conçu pour une utilisation dans la zone dentaire latérale. L'angle légèrement recourbé aux deux extrémités facilite l'accès et la préparation sécurisée du lambeau muqueux.

### PPS 1300 F **F-line**

PPS 171 mm

PPS | Mukosalappen Präparator  
PPS | Mucosal flap preparer  
PPS | Préparateur pour lambeau muqueux



### PPS 1050 F **F-line**

PPS # 2 171 mm

PPS | Raspatorium  
PPS | Periosteal elevator  
PPS | Rugines-décolleur



## Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique  
Instruments pour technique en tunnel

**F-line** SL



In dem bereits präparierten Tunnel wird mit diesem Instrument das Einbringen des Schleimhauttransplantats oder der Membran vorgenommen.



The mucous membrane transplant can be inserted into the prepared tunnel using this instrument.



Sert à introduire le lambeau ou la membrane dans un tunnel préparé.

### PPS 1500 F

F-line

PPS

171 mm

PPS | Gewebetransplantat Stopfer, fein gezahnt  
PPS | Tissue graft plug, fine serrated  
PPS | Compacteur pour tissu, denture fine

1,5 mm



Das speerförmige Arbeitsteil ermöglicht das Ablösen der Papilla sowie das Lösen des marginalen Gingivarandes. Mit dem leicht gebogenen Arbeitsteil wird die Schleimhaut suprapariostal entfernt/gelöst – die Rundung des Arbeitsteils verhindert ein Durchstechen des Mukosalappens.

The lance-shaped end of the workpiece enables the detachment of the papilla as well as of the marginal gingiva crest. With the slightly curved working part the gingiva is suprapariostally removed/loosened - the rounding of the working part prevents the mucosal flap from being pierced.

Ce décolleur double à une extrémité en forme de lance qui permet de séparer les papilles ainsi que le bord gingiva marginal. L'extrémité légèrement courbe permet de retirer/décoller la muqueuse suprapériostale – l'arrondi de l'extrémité évitant toute perforation du lambeau de muqueuse.

### PPS 1010 F

F-line

Bernotti

171 mm

PPS | Raspatorium  
PPS | Periosteal elevator  
PPS | Rugines-décolleur

3,0 mm



2,0 mm



Eine spezielle Winkelung und eine Pfeilspitzform an den Arbeitssenden, ermöglichen die Tunnelpräparation der schwer zugänglichen Approximalregionen. Die Papillen werden mittels sehr flach gehaltenen Arbeitsteilen schonend tunneliert. Um Verletzungen der Gingiva zu vermeiden ist die Seite des Arbeitsteils, die zum Zahnfleisch zeigt, stumpf.

The workpiece ends are arrow-head shaped and angulated specifically to allow for lateral tunnel procedures in difficult to access approximal regions. The papillae are gently tunnelled by using the very flat workpieces. To avoid injury to the gingiva, the side of the working part which faces the gum is blunt.

Son angle particulier et la forme flèche pointue de l'extrémité permettent une préparation tunnel des régions approximatives difficilement accessibles. Une tunnellation en douceur des papilles est possible grâce à l'extrémité très plate. Le côté de l'extrémité dirigé vers la gencive est émoussé afin de prévenir toute lésion.

### PPS 1210 F

F-line

Bernotti

171 mm

PPS | Gingivektomiemesser  
PPS | Gingivectomy knife  
PPS | Couteaux à gingivectomie



NEW

NEW

## Instrumente für Tunneltechnik

Instruments for tunnel technique

Instruments pour technique en tunnel

**F-line** SL



Das Gingivektomiemesser kann durch sein biegbares, scharfes Arbeitsende als Mikroklinge für die Tunneltechnik benutzt werden.



The gingivectomy knife can be used as a micro-blade for the tunnel technique due to its flexible, sharp working end.



Le couteau à gingivectomie peut être utilisé comme une micro-lame pour la technique de tunnellation grâce à son extrémité flexible et vive.

NEW

PPS 1600 F

F-line


171 mm

PPS | Gingivektomiemesser | biegsam  
PPS | Gingivectomy knife | malleable  
PPS | Couteaux à gingivectomie | malléable




2,0 mm

I



leicht biegsam  
slightly malleable  
légèrement malléable



## Mikro-Skalpellklingen – biegsam, einweg- | steril

Micro scalpel blades – malleable, disposable | sterile

Micro lames de bistouris – malléable, pour usage unique | stériles



Diese Mikro-Skalpellklingen können ganz einfach mit einem Nadelhalter in die gewünschte Form gebracht werden. Sie ermöglichen ein einfacheres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen wie zum Beispiel im mesialen/distalen Bereich sowie in Zahnzwischenräumen und sind daher ideal für minimal invasive Behandlungen.



The micro blades can be brought into shape with a needle holder easily. They enable an easy work in hard to reach areas like mesial or distal region and interdental spaces and they are perfectly for minimal invasive treatments.



Ces micro lames sont à courber facilement en porte-aiguille. Elles facilitent le travail dans les zones difficilement accessible (zones mesiales/distales/inter dentaires) et sont idéales pour traitement peu invasif.

besonders für die Tunneltechnik geeignet  
particularly suitable for tunnel technique  
particulièrement adapté pour tunnelisation

**1145-900**

**F-line**

# 003

45 mm

biegsam  
malleable  
malléable



**1145-910**

**F-line**

# 064

35 mm

biegsam  
malleable  
malléable



Die Klingen werden aus rostfreiem Edelstahl hergestellt, sind einzeln steril verpackt und sind in einer Packung mit 10 Klingen erhältlich.

All scalpel blades are made of stainless steel, individually sterile packed and are available in packages of 10 pcs.

Les lames illustrées sont en acier inoxydable avec emballage individuel stérile, en boîte de 10 lames.



Nadelhalter an gewünschte Stelle anlegen und Klinge vorsichtig biegen

The blades has to be bent carefully with a needle holder

Lame est à courber en porte-aiguille soigneusement

**ACHTUNG:** Diese Produkte können wir leider aus regulatorischen Gründen nicht in jedes Land versenden!

**ATTENTION:** For regulatory reasons, this products cannot be shipped to every country!

**ATTENTION:** Les produits du bistouri peuvent ne pas être expédiées dans tous les pays pour des raisons réglementaires!

NEW

i

## Instrumente für Tunneltechnik | fein

Instruments for tunnel technique | delicate  
Instruments pour technique en tunnel | fine

**F-line** SL



Die filigranen Arbeitsteile ermöglichen ein noch minimalinvasives atraumatisches Arbeiten.



The filigree working parts allow even greater minimally invasive atraumatic working.




Les fines extrémités permettent un traitement atraumatique encore moins invasif.

NEW

**PPS 1080 F** *F-line*


#Z1 171 mm



NEW

**PPS 1081 F** *F-line*


#Z2 171 mm



NEW

**PPS 1450 F** *F-line*

#Z3 171 mm



## PPS | Mikro Periostum-Extender

PPS | Micro Periostum Extender

PPS | Micro extenseur pour périoste

**F-line** SL



Durch kurze, ziehende, mit leichtem Druck ausgeübte Bewegungen kann das Periostum gelöst und die Gingiva ausgehnt werden. Diese Technik gewährleistet eine optimale Blutversorgung, vermindert Schwellungen sowie Schmerzen und minimiert Verletzungen der Gefäße.




The periosteum can be loosened and expanded by short, pulling movements exerted with slight pressure. This technique ensures an optimal blood supply, reduces swelling as well as pain and minimizes injuries to the vessels.



Exercer de brefs mouvements de traction en appliquant une légère pression pour décoller et étendre le périoste. Cette technique garantit une irrigation sanguine optimale, diminue les gonflements ainsi que les douleurs tout en minimisant les lésions vasculaires.

**PPS 1720 F**


Lerner 171 mm



## EXTENDER SET

EXTENDER SET  
EXTENDER SET

**Set: 10200-70**



easy lock

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-70 Item no. of the set: 10200-70 Set complet réf.: 10200-70
<b>1145-30 F</b>	Mikro-Skalpellklingenthaler Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
<b>888-16 F</b>	Raspatorien # 16 Periosteal elevators # 16 Rugines, décolleurs # 16	171 mm, 7,0 mm / 4,0 mm
<b>PPS 1600 F</b>	PPS   Gingivektomiemesser   biegsam PPS   Gingivectomy knife   malleable PPS   Couteaux à gingivectomie   malléable	171 mm, 2,0 mm
<b>PPS 1720 F</b>	PPS   Mikro Periostum-Extender „Lerner“ PPS   Micro Periostum Extender „Lerner“ PPS   Micro extenseur pour périoste „Lerner“	171 mm, 7,0 mm / 4,0 mm
<b>2302-62 F</b>	Atraumatische Mikro-Pinzette „Cooley“ Atraumatic micro-forceps „Cooley“ Micro-Pince atraumatique „Cooley“	171 mm, 1,3 mm
<b>9200-70</b>	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 84,5 x 33,0 mm

NEW


NEW



## PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET





Set: 10200-51

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-51 Item no. of the set: 10200-51 Set complet réf.: 10200-51
2302-60 F	Atraumatische Mikro-Pinzette „Cooley“ Atraumatic tweezer, micro „Cooley“ Pince atraum. à dissection, micro „Cooley“	171 mm, 0,8 mm, gerade 171 mm, 0,8 mm, straight 171 mm, 0,8 mm, droits
2302-70 F	Chirurgische Mikro-Pinzette Dissecting tweezer, micro Pince à dissection à griffe, micro	171 mm, TC, 0,8 mm, gerade 171 mm, TC, 0,8 mm, straight 171 mm, TC, 0,8 mm, droits
2315-70 F	Naht- und Membranpinzette, Mikro- Suture and membrane tweezer, micro Pince à suture et à membrane, micro	171 mm, gebogen 171 mm, curved 171 mm, courbée
2525-10 F	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	graduiert graduated graduée

## PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET


PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

PPS | PERIO PLASTIC SURGERY SET

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-51 Item no. of the set: 10200-51 Set complet réf.: 10200-51
<b>KL 15-16 F</b> 	Gingivektomiemesser # 15K-16K „Kirkland“ Gingivectomy knife # 15K-16K „Kirkland“ Couteaux à gingivectomie # 15K-16K „Kirkland“	171 mm
<b>RH 36-37 F</b> 	Parodontal Meißel # 36/37 „Rhodes“ Periodontal chisels # 36/37 „Rhodes“ Ciseaux parodontaux # 36/37 „Rhodes“	171 mm, 3,0 mm / 3,0 mm
<b>888-80 F</b> 	Mikro Raspatorium „Iglhaut“ Micro Periosteal elevator „Iglhaut“ Micro Rugines-décolleur „Iglhaut“	171 mm
<b>1145-30 F</b> 	Mikroskalpellklingenhalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
<b>888-P3S F</b> 	Raspatorium „Pichard #3S“ Periosteal elevator „Pichard #3S“ Rugine, décolleurs „Pichard #3S“	171 mm
<b>2500-35 F</b> 	Universal-Instrument „Biehler“ Universal instrument „Biehler“ Universel instrument „Biehler“	171 mm
<b>PPS 1000 F</b> 	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
<b>PPS 1200 F</b> 	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
<b>PPS 1400 F</b> 	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
<b>PPS 1300 F</b> 	PPS Mukosalappen Präparator PPS Mucosal flap preparator PPS Préparateur p. lamb. muqueux	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
<b>PPS 1050 F</b> 	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
<b>PPS 1500 F</b> 	PPS Gewebetransplantat Stopfer PPS Plugger for tissuegraft PPS Compacteur pour tissue	171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fein gezahnt 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fine serrated 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, denture fine
<b>998-20</b>	Wangenabhalter „University of Cawood-Minnesota“ Cheek retractor „University of Cawood-Minnesota“ Ecarteur des joues „University of Cawood-Minnesota“	155 mm
<b>1170-65 F</b> 	Chirurgische Mikro-Schere „Gomel“ Operating micro-scissors „Gomel“ Micro-ciseaux chirurgicaux „Gomel“	160 mm, gebogen, fein gezahnt 160 mm, curved, fine serrated 160 mm, courbés, denture fine
<b>1086-40 F</b> 	Mikro Nadelhalter „Barraquer“ Micro needle holder „Barraquer“ Micro porte-aiguilles „Barraquer“	171 mm, TC, 0,8 mm, gerade 171 mm, TC, 0,8 mm, straight 171 mm, TC, 0,8 mm, droit
<b>9100-00</b> 	GPM Wash Tray (275,0 x 180,0 x 35,0 mm)	mit Deckel   mit Haltegriff with top cover   with handhold avec couvercle   avec poignée

## TUNNELTECHNIK SET

TUNNEL TECHNIQUE SET  
SET POUR TECHNIQUE EN TUNNEL



Set: 10200-45

easy lock

Artikel-Nr. Item no. Articles-Réf.	Bezeichnung Description Description	Set Artikel-Nr.: 10200-45 Item no. of the set: 10200-45 Set complet réf.: 10200-45
2525-10 F	Parodontometer # EX3A/CP15 Periodontal probe # EX3A/CP15 Sonde paradontale # EX3A/CP15	171 mm, graduert 171 mm, graduated 171 mm, graduée
888-80 F	Mikro Raspatorium „Iglhaut“ Micro Periosteal elevator „Iglhaut“ Micro Rugines-décolleur „Iglhaut“	171 mm
PPS 1000 F	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1200 F	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1400 F	PPS Gingivektomiemesser PPS Gingivectomy knife PPS Couteaux à gingivectomie	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1300 F	PPS Mukosalappen Präparator PPS Mucosal flap preparator PPS Préparateur p. lamb. muqueux	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1050 F	PPS Raspatorium PPS Periosteal elevator PPS Rugines-décolleur	171 mm, 2,0 / 2,0 mm
PPS 1500 F	PPS Gewebetransplantat Stopfer PPS Plugger for tissuegraft PPS Compacteur pour tissue	171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fein gezahnt 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, fine serrated 171 mm, 1,5 / 1,5 mm, denture fine
RH 36-37 F	Parodontal Meißel # 36/37 „Rhodes“ Periodontal chisels # 36/37 „Rhodes“ Ciseaux paradontaux # 36/37 „Rhodes“	171 mm, 3,0 mm / 3,0 mm
KL 15-16 F	Gingivektomiemesser # 15K-16K „Kirkland“ Gingivectomy knife # 15K-16K „Kirkland“ Couteaux à gingivectomie # 15K-16K „Kirkland“	171 mm
1145-30 F	Mikroskalpellklingenthalter Holder for micro blades Manche pour micro lames	150 mm
9200-80	GPM CLIP Wash Tray	177,5 x 127,5 x 33,0 mm