

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ABUTMENTS (ACS)

Προορίζονται για κοχλιούμενες αποκαταστάσεις CAD/CAM ακριβείας, στις οποίες απαιτείται γωνίωση της οπής πρόσβασης στη βίδα του abutment για βελτιωμένη αισθητική και λειτουργία. Το σύστημα επιτρέπει τη γωνίωση της οπής πρόσβασης στη βίδα έως και 20 μοίρες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μίας ειδικά σχεδιασμένης βίδας και αντίστοιχου κατασβιδιού (χειρός ή κασάνιας) για τη διευκόλυνση της ακριβούς κοχλίωσης της βίδας

του abutment στην επιθυμητή ροπή κοχλίωσης (Max. 25 N•cm).
 • Το σύστημα προσφέρει στον οδοντοτεχνίτη έλεγχο στην επιθυμητή θέση της οπής πρόσβασης στη βίδα, και αυτό είναι πλεονεκτικό στην πρόσθια περιοχή για να εξασφαλιστεί πως η οπή πρόσβασης στη βίδα βρίσκεται στην περιοχή του αυχένα, χωρίς να υποβαθμίζεται η παρειακή πλευρά των μαλακών ιστών με τη χρήση ενός γωνιώδους abutment.

- Στην οπίσθια περιοχή το σύστημα μπορεί να προσφέρει μία οπή πρόσβασης με εγγύς κλίση, για εύκολη είσοδο σε περιπτώσεις περιορισμένου μεσοφραγματικού χώρου.
- Η γωνίωση της οπής πρόσβασης στη βίδα στην υπερώια ή τη γλωσσική πλευρά στην οπίσθια ζώνη, θα διευκολύνει μία απρόσκοπτη μαστική επιφάνεια για βελτιωμένη αισθητική και λειτουργία.

NARROW PLATFORM

Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.25 mm

40-70231 40-70233

Non Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.25 mm

40-70232 40-70234

STANDARD PLATFORM

Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.30 mm

40-70227 40-70229

Non Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.30 mm

40-70228 40-70230

CONICAL PLATFORM

Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.25 mm

40-72054 40-72056

Non Engage LENGTH = 4 MM

1mm 3mm

4 mm
1 mm
3 mm
Ø 4.30 mm

40-72055 40-72057

Screw NP	Screw SP	Screw PCA
80-70038	80-70037	80-72001

Manual Hex Driver	Hex Driver for Ratchet
60-70152	60-70153

