

sagemax.com

sagemax[®]



PMMA Disc Multi

Efficient.
Temporaries.

Efficient.
Temporaries.

PMMA Disc Multi



Ο PMMA Disc Multi αποτελείται από σταυροειδούς δομής πολυμεθυλ-μεθακρυλικό (PMMA) με ενσωματωμένη διαβάθμιση απόχρωσης για την αποτελεσματική κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών πλήρους μορφολογίας για την πρόσθια και την οπίσθια περιοχή.

Η βιομηχανική διαδικασία παραγωγής για τους δίσκους έχει ως αποτέλεσμα την ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα μονομερών και άρα την εξαιρετική βιοσυμβατότητα. Εκτός από την υψηλή αντοχή στις θραύσεις, το υλικό παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή, καθώς και καλές ιδιότητες στη στίλβωση. Χάρη στην εξαιρετική σταθερότητα του χρώματος και την τεχνολογία των πολλαπλών στρωμάτων που έχει χρησιμοποιηθεί, το αισθητικό αποτέλεσμα δείχνει εντελώς φυσικό.

Τεχνικά δεδομένα



Υλικό
Πολυμεθυλ-μεθακρυλικό
διασταυρούμενων
χημικών δεσμών



**Συμπεριφορά
στην κοπή**
Εξαιρετική



Βιοσυμβατότητα
Πολύ καλή



Ένδειξη
Αποκατάσταση
μονήρους δοντιού έως
και γέφυρες πολλών
μονάδων (μέγιστη
περίοδος παραμονής
στο στόμα 6 μήνες)



**Τεχνολογία
Πολλαπλών
Στρωμάτων**
Φυσική αισθητική

- 1 Πολυμεθυλ-μεθακρυλικό σταυροειδούς δομής (PMMA)**
Υψηλή αντοχή στις θραύσεις, εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή και καλές ιδιότητες στη στίλβωση




Ευρύ φάσμα ενδείξεων, χάρη στην υψηλή αντοχή στη θραύση



Εξαιρετική συμπεριφορά στην κοπή και καλές ιδιότητες στίλβωσης

- 2 Τεχνολογία πολλαπλών στρωμάτων και εξαιρετική σταθερότητα χρώματος**
Φυσικά/ζωντανά αισθητικά αποτελέσματα



Φυσική διαβάθμιση έντασης χρώματος



Φυσικά αισθητικά αποτελέσματα

- 3 Βιομηχανική διαδικασία παραγωγής των δίσκων**
Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά μονομερή και πολύ καλή βιοσυμβατότητα



Εξαιρετική βιοσυμβατότητα



Ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολείμματα μονομερών

Μορφές παράδοσης

Γεωμετρίες
W-98, Z-95

Πάχη
12, 13, 14, 20, 25 mm

Χρώματα
OM3, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, D3



Άλλα κορυφαία προϊόντα



NexxZr Tool U

Υψηλής απόδοσης οδοντιατρικά κοπτικά εργαλεία από άριστης ποιότητας καρβίδιο με εξαιρετικά αιχμηρό κοπτικό άκρο



NexxZr T Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με πολυλειτουργική αισθητική και ευρύ φάσμα ενδείξεων



NexxZr+ Multi

Ένα οξείδιο του ζirkονίου πολλαπλών στρωμάτων με φυσική αισθητική



WAX Disc

Δίσκος συνθετικού κεριού για τη μηχανοποιημένη σχεδίαση και κοπή (CAD/CAM) αντικειμένων από κερι

Sales & Technical Support EMEA
EC Representative AB Ardent
Generatorgatan 8, 195 60 Arlandastad, Sweden
T: +46 8 594 412 57, E: info@sagemax.com
sagemax.com